

## **AFLATOKSİN B1 TEKNİK ŞARTNAME**

1. İnkübasyon sırasındaki bekleme süreleri toplamda 20 dakikayı geçmemelidir.
- 2 . Test kitinin içeriğinde Wash Buffer yıkama çözeltisi bulunmalıdır. Yıkama sadece saf su ile yapılmamalıdır.
3. Test kiti matriks etkisini ortadan kaldıran Matrix Diluent reaktifini içermelidir.
4. Aflatoksin B1 test kitinin içeriğinde yer alan kontrol grupları 5 adet olmalıdır.
5. Aflatoksin B1 test kitinin kontrol grupları 0-10 ppb aralığında olmalıdır. İstenildiği takdirde kontrol grupları 0-20ppb aralığına genişletilebilmelidir.
6. LOD : 0,2 ppb , LOQ : 0,5 ppb limit alt değerlerine sahip olmalıdır.
7. Aflatoksin test kitleri 450nm de okunmaya uygun olmalıdır.
8. Test kiti ile birlikte sonuçların değerlendirilmesi noktasında yazılım programı verilmelidir.